

EINFÜHRUNG

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für das Modell Avanti entschieden haben. Um dieses Produkt richtig zu konfigurieren und fehlerfrei zu bestellen, sind mindestens 18 Angaben in 19 Kategorien erforderlich.
Unser Beispiel veranschaulicht die Auswahl einer Standardkonfiguration des Avanti.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|
| KAT. | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CODE | 43 | 788 | VSH | HSH | B | 651 | 494 | 692 | 486 | 651 | 442 | 621 | 413 | 84 | 93 | 805 | 4919 | 287 |

Zusätzlich können Sie weitere Ausstattungsvarianten, Optionen und Zubehör gegen Aufpreis wählen.

Kreuzen Sie Ihre Auswahl in der Spalte "JA" auf den ungeraden Seiten unseres BESTELLFORMULARES an!

TECHNISCHE DATEN

| | 351 Rahmen kurz | 352 Rahmen mittel | 353 Rahmen lang | | |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sitzbreite in cm* | 32 - 36 | 36 - 58 | 36 - 58 | Personengewicht | 75 / 135 / 160 |
| Breite fahrbereit in mm | Sitzbreite + 200 (mit Seitenteil Code 100 SB +180) | | | Min. Leergewicht | 12 / 13 / 14 |
| Breite gefaltet in mm | 280 | | | Zul. Gesamtgewicht | 87 / 148 / 174 |
| Sitztiefe in cm | 33 - 38 | 40 - 46 | 48 - 53 | Transportgewicht | 8 / 8,5 / 9 |
| Sitzhöhe vorne in cm | 42,5 - 49,5 | 44 - 56 | 44 - 56 | Antriebsrad | 610 (24") |
| Gesamthöhe in mm | 830 | 920 | 920 | Antriebsrad | 560 (22") |
| Rückenhöhe | 34 - 40 | 38 - 44 | 38 - 44 | | |
| Armlehnenhöhe (Code 81) | 16,5 - 24 | 20 - 29 | 20 - 29 | | |
| Länge mit Fußstütze in mm | 880 | 1040 | 1120 | | |
| Länge ohne Fußstütze in mm | 660 | 770 | 850 | | |
| Gewichte in kg, Maßtoleranzen ± 1 cm * SB 36 cm bei Code 352/353 ab April 2011 lieferbar | | | | | |

| 00 | RAHMENFORM | HMENLÄNGE) C 351(RA) | C 352 | C 353 |
|----|---|--|--|--|
| | | Kurz ST = 33 - 38 cm SB = 32 - 36 cm RL = 660 mm GL = 870 - 910 mm | Mittel ST = 40 - 46 cm SB = 36 - 58 cm RL = 770 mm GL = 1030 - 1070 mm | Lang ST = 48 - 53 cm SB = 36 - 58 cm RL = 850 mm GL = 1110 - 1150 mm |
| | Die Rahmenlänge (RL) ist abhängig von der Auswahl Ihrer Sitztiefe! Die Gesamtlänge (GL) ist abhängig von der Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition! | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 01 | SITZBREITE (SB) BESTIMMEN |
|----|---|
| | <p>Am Rollstuhl Faltrollstuhl: zwischen den Außenkanten der Sitzrohre gemessen. Starrrahmen- und Adaptivrollstuhl: zwischen den Seitenteilen. Gemessen wird in halber Sitztiefe und in Höhe der Sitzebene</p> |
| | <p>Am Benutzer Die breiteste Stelle des Beckens (Trochanter major) im Sitzen messen und 2 cm hinzurechnen. Die Oberschenkel dürfen am Seitenteil anliegen.</p> |
| | <p>Bemerkung: die Sitzbreite ist das wohl wichtigste Maß beim Rollstuhl.</p> |
| | |



BESTELLFORMULAR

1 von 6

AVANTI MODELL 1.736

BESTELLUNG KOSTENVORANSCHLAG SONDERANFERTIGUNG

Fax 061 383 13 01

Telefon 061 383 13 00

| |
|----------------------------------|
| Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.: |
| Lieferanschrift: |
| Kommission / Bemerkungen |

AVANTI

MEYRA
ORTOPEDIA
Wir bewegen Menschen.

Zugelassenes Benutzergewicht
75 / 135 / 160 kg

Zugelassen für den
Personentransport im Fahrzeug.
Geprüft nach ISO7176-19

HMV-Nr. 18.50.03.0160

HMV-Nr. 18.50.03.1067
(Rahmen kurz Code 351)



Modell 1.736 Avanti (Preis für Grundmodell, mit Seitenteile, mit Beinstützen)

2'880.00

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2011 - 31.12.2011

Kreuzen Sie Ihre Auswahl in der Spalte "JA" auf dieser Seite unseres BESTELLFORMULARES an!

00 RAHMENFORM (RAHMENLÄNGE RL) IN KOMBINATION MIT SITZTIEFE (ST)

Der AVANTI ist in 3 Rahmenlängen erhältlich. Die Rahmenlänge ist abhängig von der Auswahl Ihrer Sitztiefe und wird automatisch konfiguriert. Die Rahmenform garantiert bei allen Rahmenlängen maximale Beinfreiheit und optimalen Transfer über den Stand.

| | | | | |
|--------------------------|----------|--|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Code 351 | Rahmen kurz, nur in Verbindung mit 22 x 1" Rad | ST = 33 - 38 cm | Nutzergewicht max. 75 kg |
| <input type="checkbox"/> | Code 352 | Rahmen mittel | ST = 40 - 46 cm | Nutzergewicht max. 135 kg |
| <input type="checkbox"/> | Code 353 | Rahmen lang | ST = 48 - 53 cm | Nutzergewicht max. 135 kg, ab SB 48 max. 160 kg |


Beachten und bestimmen Sie Ihre Sitztiefe in Kategorie 02!

01 SITZBREITE (SB)

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | RAHMEN CODE | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|-------------|--|---------------|--------|
| 01 | <input type="checkbox"/> | 32 | SB 32 cm | 351 | | 0,00 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 34 | SB 34 cm | 351 | | 0,00 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 36 | SB 36 cm | 351,352 und 353 (ab April 2011) | | 0,00 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 38 | SB 38 cm | 352 und 353 | | 0,00 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 40 | SB 40 cm | 352 und 353 | | 0,00 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 43 | SB 43 cm | 352 und 353 | | 0,00 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 46 | SB 46 cm | 352 und 353 | | 0,00 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 48 | SB 48 cm | Mit Alu-Doppelkreuzstrebe 352 und 353 | | 0,00 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 350 | SB 50 cm | Mit Alu-Doppelkreuzstrebe 352 und 353 | 18.99.99.2002 | 620,00 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 53 | SB 53 cm | Mit Alu-Doppelkreuzstrebe 352 und 353 | 18.99.99.2002 | 620,00 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 358 | SB 58 cm | Alu-Doppelkreuzstrebe, nur mit Schiebbestange Code 814 und Fußstütze Code 54 352 und 353 | 18.99.99.2002 | 620,00 |

Standard-Ausführung
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 SITZTIEFE (ST) BESTIMMEN




Am Rollstuhl
Von der Vorderkante des Rückenrohres bis zur Vorderkante des Sitzsystems (Sitzgurt, fester Sitz, Sitzpolster). Gemessen wird in der Mitte des Sitzes.

Am Benutzer
Oberschenkelänge, gemessen vom Rücken bis in die Kniekehle, abzüglich zwei Fingerbreit

Bemerkung: Unterschiedliche Rückensysteme, wie z.B. der Anpassrücken oder ein fester Rücken verändert die tatsächlich vorhandene Sitztiefe.

03 SITZHÖHE VORNE (VSH) IN KOMBINATION MIT LENK- UND ANTRIEBSRAD BESTIMMEN (OHNE SITZKISSEN)



Am Rollstuhl
• Senkrecht vom Boden bis Oberkante Sitzrahmenrohr
• Vordere Sitzhöhe, gemessen an der vorderen Oberkante des Sitzrohres

Am Benutzer
Vordere Sitzhöhe = Unterschenkelänge plus die benötigte Bodenfreiheit für die Fußstützen
(Unterschenkelänge + ca. 7 cm)

Bemerkung: Bitte Höhe des Sitzkissens beachten!

Beispiel mit Sitzkissen:

$USL + \text{Bodenfreiheit} - \text{Sitzkissen} = \text{VSH}$

Beispiel ohne Sitzkissen:

$USL + \text{Bodenfreiheit} = \text{VSH}$



HEMI-Distanzblock

03 C 325

125 x 25 mm
5"



Vollgummi

03 C 154

142 x 37 mm
5,5"



Soft-Vollgummi

03 C 481

150 x 32 mm
6"



Luftbereifung

03 C 900

150 x 32 mm
6"



Pannensicher (Flexel)

03 C 162

150 x 32 mm
6"



PU

03 C 161

175 x 40 mm
7 x 1/4"



PU

03 C 645

175 x 40 mm
7 x 1/4"



Luftbereifung

03 Artikel 1068352

125 x 25,4 mm
5"



Vollgummi

03 Artikel 1068353

125 x 25,4 mm
5"



Vollgummi



HMV-NR.: 18.50.03.0160

HMV-NR.: 18.50.03.1067

02 SITZTIEFE (ST)

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | RAHMEN CODE | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|-------------|-------------|--------|------|
| 02 | <input type="checkbox"/> | 393 | ST 33 cm | 351 | | 0,00 |
| 02 | <input type="checkbox"/> | 610 | ST 35 cm | 351 | | 0,00 |
| 02 | <input type="checkbox"/> | 368 | ST 38 cm | 351 | | 0,00 |
| 02 | <input type="checkbox"/> | 615 | ST 40 cm | 352 | | 0,00 |
| 02 | <input type="checkbox"/> | 788 | ST 43 cm | 352 | | 0,00 |
| 02 | <input type="checkbox"/> | 619 | ST 46 cm | 352 | | 0,00 |
| 02 | <input type="checkbox"/> | 787 | ST 48 cm | 353 | | 0,00 |
| 02 | <input type="checkbox"/> | 792 | ST 50 cm | 353 | | 0,00 |
| 02 | <input type="checkbox"/> | 793 | ST 53 cm | 353 | | 0,00 |

03 SITZHÖHE VORNE (VSH) IN KOMBINATION MIT LENKRAD (OHNE SITZKISSEN)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in cm Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.
Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 4 cm!

bedeutet Code 351 Rahmen kurz bedeutet Code 352 Rahmen mittel oder Code 353 Rahmen lang

| Ø Lenkrad | Vordere Sitzhöhe VSH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 |
| Ø 125 Code 325 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ø 142 Code 154 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ø 150 Code 481 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ø 150 Code 900 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ø 150 Code 162 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ø 175 Code 161 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ø 175 Code 645 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Durch Wahl der VSH wird automatisch das Lenkrad sowie die passende Lenkgabel konfiguriert.

03 LENKLAUFRÄDER X-TRENDS



| KAT | JA | CODE | ARTIKEL | BEZEICHNUNG | FELGE | BEREIFUNG | ØxB | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|---------|----------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| 03 | <input type="checkbox"/> | 689 | 1068352 | Lenkrad (Paar) | Alu Silber | Vollgummi | 125 x 25,4 mm | 18.99.99.0401 | 210,00 |
| 03 | <input type="checkbox"/> | 689 | 1068353 | Lenkrad (Paar) | Alu Schwarz | Vollgummi | 125 x 25,4 mm | 18.99.99.0401 | 210,00 |

03 SITZHÖHENOPTIONEN VORNE (VSH) FÜR HEMIPLEGIKER

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|--|---------------|--------|
| 03 | <input type="checkbox"/> | 173 | HEMI-Lenk-gabel kurz, nur in Verbindung mit 22"-Antriebsrädern, seitlich ausgestellt für mehr Fußfreiheit, für VSH 39 und 42 cm, inkl. Lenkrad 125 mm Code 325 | | 0,00 |
| 03 | <input type="checkbox"/> | 4906 | HEMI-Distanzblock für seitlich ausgestellte Lenklaufgabel, Anbausatz für die Verwendung mit 24"-Antriebsrädern | 18.99.99.0999 | 225,00 |

Standard-Ausführung
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.



05 SITZHÖHE HINTEN (HSH) BESTIMMEN

Sitzkissen

Am Rollstuhl

- Senkrecht vom Boden bis Oberkante Sitzrahmenrohr
- Hintere Sitzhöhe, gemessen an der hinteren Oberkante des Sitzrohres

Bemerkung:
Die Einstellung der hinteren Sitzhöhe hängt stark von der Auswahl der Größe des Antriebrades ab. Standardmäßig sollte die Sitzhöhendifferenz vorne / hinten 3 cm betragen. Das entspricht einem Sitzwinkel von 3°. Die optimale Positionierung des Antriebrades nehmen wir werkseitig laut Ihrer Auswahl vor. Das CROSS-Rad erhöht die Sitzposition unwesentlich.

06 ANTRIEBSRADPOSITION HORIZONTAL (SCHWERPUNKTEINSTELLUNG) BESTIMMEN

| Fahrertyp | Passiv | Mittel | Aktiv | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| Position | A | B | C | D |
| Distanz** | 25 mm | 40 mm | 55 mm | 70 mm |

** Messverfahren: Vorderkante Rückenrohr bis Achsmittle in mm

07 C 651 Felgenprofil






22" und 24"

SILVERDESIGN

07 C 695 Hohlkammerfelge

24"

AKTIV-Rad, schwarz



HMV-NR.: 18.50.03.0160

HMV-NR.: 18.50.03.1067

04 SITZKISSEN

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|---------------------------------|------|---------------|--------|
| 04 | <input type="checkbox"/> | 560 | Sitzkissen, Trevira CS, schwarz | 3 cm | 18.99.99.0102 | 105,00 |
| 04 | <input type="checkbox"/> | 561 | Sitzkissen, Trevira CS, schwarz | 6 cm | 18.99.99.0102 | 105,00 |
| 04 | <input type="checkbox"/> | 960 | ERGOFORM-Sitzeinheit | | 18.99.99.0199 | 870,00 |

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Farbe in Kategorie 16 Sitz- und Rückgurtfarben.

05 SITZHÖHE HINTEN (HSH) IN KOMBINATION MIT ANTRIEBSRAD (OHNE SITZKISSEN)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in cm Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.
Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 4 cm!

| | <input type="checkbox"/> bedeutet Code 351 Rahmen kurz | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> bedeutet Code 352 Rahmen mittel oder Code 353 Rahmen lang | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48,0 | 49 | 49,5 | 50,5 | 52 | |
| Ø 22 x 1" | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Ø 22 x 1 3/8" | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Ø 22 x 1" | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Ø 24 x 1" | | | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| Ø 24 x 1 3/8" | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Durch Wahl der HSH wird automatisch die Größe des Antriebsrades konfiguriert.

06 ANTRIEBSRADPOSITION HORIZONTAL (SCHWERPUNKTEINSTELLUNG)

Messverfahren: Rückenrohr Vorderkante bis Achsmittle

| Position | A | B | C | D |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Auswahl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

07 ANTRIEBSRÄDER IN KOMBINATION MIT SITZHÖHE

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | Ø | Ø | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|---|-----|-----|---------------|--------|
| 07 | <input type="checkbox"/> | 651 | SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachs (Paar) | 22" | 24" | 18.99.99.0404 | 0,00 |
| 07 | <input type="checkbox"/> | 695 | Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge in schwarz Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise! | 24" | 24" | 18.99.99.0404 | 145,00 |

Wählen Sie dazu Ihren Greifreifen in Kategorie 08 und die Bereifung in Kategorie 09. Bitte Bereifungsbreite beachten!

Optional wählen Sie bitte Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt des Antriebsrads Code 651.

Oder bestellen Sie den Zusatzantrieb SERVOMATIC für 24"-Räder in Kategorie 17 unter Zubehör rund um den Rollstuhl.

07 ANTRIEBSRÄDER X-TRENDS

| KAT | JA | CODE | ARTIKEL | BEZEICHNUNG | Ø | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|---------|--|---------|---------------|--------|
| 07 | <input type="checkbox"/> | 688 | 1068964 | Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring | 22 x 1" | 18.99.99.0499 | 690,00 |
| 07 | <input type="checkbox"/> | 688 | 1068705 | Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring | 24 x 1" | 18.99.99.0499 | 690,00 |
| 07 | <input type="checkbox"/> | 688 | 1068965 | Ultra Light inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring | 22 x 1" | 18.99.99.0499 | 690,00 |
| 07 | <input type="checkbox"/> | 688 | 1068712 | Ultra Light inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring | 24 x 1" | 18.99.99.0499 | 690,00 |

07 ANTRIEBSRADOPTIONEN

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|---------------------------|---------------|--------|
| 07 | <input type="checkbox"/> | 880 | 6 cm Radstandverlängerung | 18.99.99.0409 | 230,00 |

07 RADSTURZ

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----|--|---------------|--------|
| 07 | <input type="checkbox"/> | 907 | 3°-Radsturz, nicht in Verbindung mit Trommelbremse Code 706 und/oder Radstandverlängerung Code 880 | 18.99.99.0999 | 115,00 |
|----|--------------------------|-----|--|---------------|--------|


Standard-Ausführung
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN AVANTI 1.736

AVANTI

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--|----------|----------|
| 08 C 494 | 08 C 493 | 08 C 871 | 08 C 168 | 08 C 166 |
| 08 C 692 15 mm | 08 C 693 25 mm | <p>GESAMTBREITE IN MM MIT 15 MM GREIFREIFENABSTAND</p> <p>Sitzbreite in cm3234363840434648</p> <p>mit 0° Radsturz520 540 560 580 600 630 660 680</p> <p>mit 3° Radsturz570 590 610 630 650 680 710 730</p> <p>Faltmaß bei 0° Radsturz280</p> <p>Faltmaß bei 3° Radsturz330</p> <p>GESAMTBREITE IN MM MIT MIT TROMMELBREMSE UND 0° RADSTURZ</p> <p>FahrbereitSB + 210 mm</p> <p>Faltmaß300 mm</p> | | |
| 09 C 486 | 09 C 902 | 09 C 696 | 09 C 897 | |
| 10 C 651 | 10 C 650/60/74 | 10 C 680/706 | 10 C 681 | |

11 RÜCKENGURTHÖHE (RH) BESTIMMEN



Am Rollstuhl:
Von der Oberkante des Sitzrohres bis zur Oberkante des Rückengurtes.

Am Benutzer:
Rückenunterstützung ist abhängig von der individuellen Behinderung.

Bemerkung:
Rückenhöhe bei Selbstfahren maximal zwei Fingerbreit unter Schulterblattspitze endend.
Bei Armantrieb sollte das Schulterblatt frei liegen und nicht vom Rückengurt behindert werden.
Ein Sitzkissen verringert die tatsächlich vorhandene Rückenlänge.

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12 C 621 | 12 C 622 | 12 C 502 | 12 C 814 | 12 C 410 |
| 12 C 413 | 12 C 913 | | | |



HMV-NR.: 18.50.03.0160

HMV-NR.: 18.50.03.1067

08 GREIFREIFEN UND GREIFREIFENOPTIONEN

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | Ø | Ø | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|--|-----|-----|---------------|---------|
| 08 | <input type="checkbox"/> | 494 | Aluminium | 22" | 24" | | 0,00 |
| 08 | <input type="checkbox"/> | 493 | Edelstahl glänzend poliert | 22" | 24" | | 0,00 |
| 08 | <input type="checkbox"/> | 871 | Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 48 cm Nur in Verbindung mit PU-Breifung Code 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen Code 706 | - | 24" | | 1380,00 |
| 08 | <input type="checkbox"/> | 168 | Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker Inklusive 25 mm Greifreifenabstand Code 693 | - | 24" | 18.99.99.0904 | 480,00 |
| 08 | <input type="checkbox"/> | 166 | Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz | 22" | 24" | 18.99.99.0901 | 160,00 |
| 08 | <input type="checkbox"/> | 692 | Greifenreifenabstand 15 mm | 22" | 24" | | 0,00 |
| 08 | <input type="checkbox"/> | 693 | Greifenreifenabstand 25 mm | 22" | 24" | | 60,00 |

09 BEREIFUNG

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | Ø | Ø | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|--|-----|-----|--------|-------|
| 09 | <input type="checkbox"/> | 486 | Luftbereifung mit Rillenprofil | 22" | 24" | | 0,00 |
| 09 | <input type="checkbox"/> | 902 | PU-Bereifung , pannensicher | 22" | 24" | | 0,00 |
| 09 | <input type="checkbox"/> | 696 | Hochdruckbereifung 8 bar, Schwarzwanddecke | - | 24" | | 0,00 |
| 09 | <input type="checkbox"/> | 897 | Marathon Plus | - | 24" | | 38,00 |

Bereifungsbreite in Kombination mit Antriebsrädern beachten! Siehe Kategorie 05 Sitzhöhe in Kombination mit Antriebsrad.

10 BREMSEN

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|---------|--|---------------|--------|
| 10 | <input type="checkbox"/> | 651 | Druckbremse für Fahrer | | 0,00 |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 650/60 | Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar) | 18.99.99.0099 | 385,00 |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 650/74 | Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar) | 18.99.99.0099 | 385,00 |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 681 | Bremshebelverlängerung | 18.99.99.0504 | 110,00 |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 680/706 | Druckbremse für Fahrer und Trommelbremse für Begleitperson | 18.99.99.0502 | 410,00 |

11 RÜCKENGURTHÖHE (RH)

KOMPATIBEL ZU CODE

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | HÖHE | 351 | 352 | 353 | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|---------|--|--------|-----|-----|-----|--------|------|
| 11 | <input type="checkbox"/> | 434/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 84 cm | ● | | | | 0,00 |
| 11 | <input type="checkbox"/> | 436/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 86 cm | ● | | | | 0,00 |
| 11 | <input type="checkbox"/> | 438/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 88 cm | ● | ● | ● | | 0,00 |
| 11 | <input type="checkbox"/> | 635/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 140 cm | ● | ● | ● | | 0,00 |
| 11 | <input type="checkbox"/> | 442/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 142 cm | | ● | ● | | 0,00 |
| 11 | <input type="checkbox"/> | 444/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 144 cm | | ● | ● | | 0,00 |

12 RÜCKENLEHNE

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|-------------------------|--------|------|
| 12 | <input type="checkbox"/> | 621 | Rücken ohne Lumbalknick | | 0,00 |
| 12 | <input type="checkbox"/> | 622 | Rücken mit Lumbalknick | | 0,00 |

12 RÜCKENLEHNENOPTIONEN

KOMPATIBEL MIT CODE...

621 622 502

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|--|-------|---------------|--------|
| 12 | <input type="checkbox"/> | 502 | Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 18 cm stufenlos höhenverstellbar | ● ● | 18.99.99.0908 | 280,00 |
| 12 | <input type="checkbox"/> | 814 | Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung | ● ● | 18.99.99.0907 | 244,00 |
| 12 | <input type="checkbox"/> | 410 | Schiebegriffe | ● ● | | 0,00 |
| 12 | <input type="checkbox"/> | 413 | Schiebegriffe kurz, nicht in Verbindung mit Schiebestange Code 814 | ● ● | 18.99.99.0999 | 0,00 |
| 12 | <input type="checkbox"/> | 913 | Kopfstütze, nur in Verbindung mit Schiebestange Code 814 | ● ● ● | 18.99.99.0999 | 478,00 |

Standard-Ausführung


Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN AVANTI 1.736

AVANTI



Die Symbole veranschaulichen die Funktionen der jeweiligen Bein- und Fußstütze.



HMV-NR.: 18.50.03.0160

HMV-NR.: 18.50.03.1067

13 SEITENTEILE UND ARMLEHNEN

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

- 1 = fest verschraubt • 2 = hochschwenkbar • 3 = abnehmbar • 4 = verriegelbar
- 5 = Armlehne höhenverstellbar • 6 = mit Radüberdeckung • 7 = platzsparend einschwenkbar

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|
| 13 | <input type="checkbox"/> | 21 | Seitenteil verstärkt, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, extra lang, therapeutischtauglich, nicht in Verbindung mit Rahmen kurz Code 351 | ● | ● | ● | ● | ● | | | 18.99.99.0201 | 424,00 |
| 13 | <input type="checkbox"/> | 81 | Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, kurz, therapeutischtauglich | ● | ● | ● | ● | ● | | | 18.99.99.0201 | 324,00 |
| 13 | <input type="checkbox"/> | 84 | Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, Standard,therapeutischtauglich Nicht in Verbindung mit Rahmen kurz Code 351 | ● | ● | ● | ● | ● | | | 18.99.99.0201 | 324,00 |
| 13 | <input type="checkbox"/> | 102 | Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Neopreneinlage | ● | | | | | | | 18.99.99.0201 | 00,00 |
| 13 | <input type="checkbox"/> | 749 | Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Neopreneinlage, inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt) | ● | | | | | | ● | 18.99.99.0299 | 574,00 |

14 BEINSTÜTZEN

abnehmbar wegschwenkbar hochschwenkbar

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|--|---------------|--------|
| 14 | <input type="checkbox"/> | 52 | Amputationsbeinstütze, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, 1 Paar | 18.99.99.0399 | 546,00 |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 4507 | Amputationsbeinstütze einzeln, nur rechts montiert | 18.99.99.0399 | 00,00 |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 4508 | Amputationsbeinstütze einzeln, nur links montiert | 18.99.99.0399 | 00,00 |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 93 | Beinstützenoberteil, abnehmbar und wegschwenkbar | 18.99.99.0399 | 00,00 |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 759 | Beinstützenoberteil Code 93, nur links montiert | 18.99.99.0399 | 00,00 |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 760 | Beinstützenoberteil Code 93, nur rechts montiert | 18.99.99.0399 | 00,00 |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 92 | Beinstützenoberteile, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar Nur in Verbindung mit Fußstützen Code 805 | 18.99.99.0301 | 540,00 |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 757 | Beinstützenoberteil Code 92 einzeln, links montiert | 18.99.99.0301 | 270,00 |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 758 | Beinstützenoberteil Code 92 einzeln, rechts montiert | 18.99.99.0301 | 270,00 |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 94 | Ohne Bein- und Fußstützen | | 0,00 |

15 FUSSTÜTZEN

hochklappbar höhenverstellbar tiefenverstellbar winkelverstellbar

| | | | | TIEFE | USL | | |
|----|--------------------------|-----|---|-------|---------|---------------|--------|
| 15 | <input type="checkbox"/> | 54 | Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar | 15 cm | 38 - 52 | 18.99.99.0302 | 0,00 |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 87 | Fußstützen durchgehend, hochklappbar, 15 mm tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar, bis SB 48 cm | 10 cm | 38 - 52 | 18.99.99.0301 | 0,00 |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 798 | Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar | 16 cm | 38 - 52 | | 127,00 |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 805 | Fußstützen geteilt, hochklappbar und höhenverstellbar | 16 cm | 38 - 52 | | 0,00 |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 808 | Fußstützen geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar | 15 cm | 38 - 52 | | 148,00 |

Gewünschte USL _____ cm (gemessen ohne Sitzkissen)
Werkseitige Einstellung der Unterschenkelänge je nach Codierung von 38 - 52 cm möglich.

15 FUSSTÜTZEN ZUBEHÖR

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|--------------------------------|--|--|---------------|-------|
| 15 | <input type="checkbox"/> | 822 | Schuhanschnallriemen (Paar) | | | 18.99.99.0305 | 65,00 |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 823 | Fersenhalter (Paar) | | | 18.99.99.0304 | 94,00 |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 946 | Wadengurte für Einzelfußplatte | | | 18.99.99.0999 | 26,00 |

Standard-Ausführung
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN AVANTI 1.736

AVANTI



Weitere Informationen finden Sie im Download-Archiv auf der www.meyra-ortopedia.de-Startseite, in den Bedienungsanleitungen sowie in der Datenbank „KFZ-Transport“ zum Thema „Sicherheit mit MEYRA-ORTOPEDIA-Rollstühlen - auch bei der Beförderung im Kraftfahrzeug“



HMV-NR.: 18.50.03.0160

HMV-NR.: 18.50.03.1067

16 RAHMENFARBEN

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | JA | CODE | BEZEICHNUNG | CHF |
|-----|--------------------------|------|--------------|--------------------------|------|-------------|------|
| 16 | <input type="checkbox"/> | 4919 | Silverline | <input type="checkbox"/> | 214* | Sonnengelb | 0,00 |
| 16 | <input type="checkbox"/> | 132 | Rotmetallic | <input type="checkbox"/> | 215* | Signalrot | 0,00 |
| 16 | <input type="checkbox"/> | 133 | Grünmetallic | <input type="checkbox"/> | 229* | Marineblau | 0,00 |
| 16 | <input type="checkbox"/> | 188 | Blackstar | <input type="checkbox"/> | 230* | Burgundrot | 0,00 |
| 16 | <input type="checkbox"/> | 211* | Kobaltblau | <input type="checkbox"/> | 206 | Mattschwarz | 0,00 |

*Verlängerte Lieferzeit • Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich! Siehe Farben Seite 6

17 SITZ- UND RÜCKENGURTFARBEN (RÜCKEN SCHWARZ MIT WEISSER ZIERNAHT)

| | | | | |
|----|--------------------------|-----|--|--------|
| 17 | <input type="checkbox"/> | 287 | Tiefschwarz, Polyester | 0,00 |
| 17 | <input type="checkbox"/> | 292 | Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz (nur für Rücken möglich) | 151,00 |

18 ZUBEHÖRARTIKEL RUND UM DEN ROLLSTUHL

18 HAND- UND SPEICHENSCHUTZ

| KAT | JA | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | CHF |
|-----|--------------------------|------|-------------|---------------|--------|
| 18 | <input type="checkbox"/> | 489 | Transparent | 18.99.99.0999 | 326,00 |

18 STÜTZROLLEN

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----|---|---------------|--------|
| 18 | <input type="checkbox"/> | 728 | Stützrollen, abschwenkbar (Paar), nur in Verbindung mit Auftrittrohr Code 309 | 18.99.99.0408 | 334,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 729 | 1 Stützrolle, abschwenkbar, links montiert, nur in Verbindung Auftrittrohr Code 4930 | 18.99.99.0408 | 167,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 730 | 1 Stützrolle, abschwenkbar, rechts montiert, nur in Verbindung Auftrittrohr Code 4931 | 18.99.99.0408 | 167,00 |

18 AUFTRITTSROHRE

| | | | | | |
|----|--------------------------|------|---------------------------------|---------------|--------|
| 18 | <input type="checkbox"/> | 309 | Auftrittrohre (Paar) | 18.99.99.0999 | 116,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 4930 | 1 Auftrittrohr, links montiert | 18.99.99.0999 | 58,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 4931 | 1 Auftrittrohr, rechts montiert | 18.99.99.0999 | 58,00 |

18 RANGIERROLLEN

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----|---|---------------|--------|
| 18 | <input type="checkbox"/> | 747 | 1 Paar Rangierrollen, ungebremst, nur in Verbindung mit Auftrittrohr Code 309 | 18.99.99.0499 | 318,00 |
|----|--------------------------|-----|---|---------------|--------|

18 THERAPIETISCHE NUR IN VERBINDUNG MIT SEITENTEIL CODE 21, 81 UND 84

| | | | | | |
|----|--------------------------|--------|--|---------------|--------|
| 18 | <input type="checkbox"/> | 929 | Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 38 - 48 cm Sitzbreite | 18.99.99.0801 | 370,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 930 | Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorn | 18.99.99.0801 | 385,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 931/60 | Therapietisch, halbseitig links, aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt | 18.99.99.0801 | 385,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 931/74 | Therapietisch, halbseitig rechts, aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt | 18.99.99.0801 | 385,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 2929 | Therapietisch in Premiumausführung aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 38 - 51 cm Sitzbreite, verstärkte Ausführung mit Aufkantung vorn | 18.99.99.0801 | 830,00 |

18 SONSTIGES ZUBEHÖR

| | | | | | |
|----|--------------------------|---------|---|---------------|---------|
| 18 | <input type="checkbox"/> | 585 | Infusionsständer "UNIVERSAL" | 18.99.99.0999 | 577,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 833 | Haltegurt mit Schloss | 18.99.99.0905 | 83,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 970 | Gehhilfenhalter nur in Verbindung mit Auftrittrohr Code 309, 4930 oder 4931 | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 819 | Passive Beleuchtung | 18.99.99.0999 | 39,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 912 | Luftpumpe mit Halterung | 18.99.99.0999 | 25,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 936 | Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen | 18.99.99.0999 | 185,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 951 | Zubehörnetz (Einkaufsnetz) | 18.99.99.0999 | 22,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 1046303 | SERVOMATIC Zusatzantrieb für 24"-Räder, Verstärkungsfaktor 1,5 fach | 18.99.08.1007 | 9250,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 1046360 | SERVOMATIC Zusatzantrieb für 24"-Räder, Verstärkungsfaktor 3,0 fach | 18.99.08.1007 | 9250,00 |

ISO-Rückhaltesystem auf Anfrage

18 X-TRENDS ZUBEHÖR

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----------|--|---------------|--------|
| 18 | <input type="checkbox"/> | 261519300 | X-TREME Rucksack | | 64,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 261519600 | BLACK WHEEL CASE zum Transport der Antriebsräder | 18.99.99.0999 | 135,00 |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 206964600 | 3M Speichenreflektoren | 18.99.99.0999 | 37,00 |

Standard-Ausführung
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.