

e-throne faltbarer Elektro-Rollstuhl



e-throne faltbarer Elektro-Rollstuhl



ET-08F22 8" Antriebsräder
GM-ET-08F22 VP 4220.00



ET-10F22 10" Antriebsräder
GM-ET-10F22 VP 4480.00



ET-12F22 12" Antriebsräder
GM-ET-12F22 VP 4835.00




Bürstenloser Radnabenmotor:

- Hohe Lebensdauer
- Hohe Effizienz
- Geringe Lärmemission



Bediengerät abnehmbar



Armlehne hochklappbar



Rücken- Faltverstellung

1. **Leicht < 30 kg**
2. Der Stuhl lässt sich einfach und **sehr schnell falten oder entfalten**
3. Überwindet bis **20% Steigung**
4. 15Ah Lithium-Batterie lässt sich bis **1000mal aufladen** und erlaubt eine **Reichweite** von bis **28 km**
5. Joystick kann links oder rechts montiert werden
6. Gefaltet lässt sich der Stuhl problemlos platzsparend versorgen
7. Lässt sich in jedem Kofferraum verstauen
8. Sitzpolster abnehmbar
9. **5-fache manuelle Rückenverstellung**



10. Die Sitzbreite lässt sich durch das Versetzen der Armlehnen um 56mm verbreitern.

e-throne faltbarer Elektro-Rollstuhl

Zubehör

 <p>Kopfstütze GM-ZU-10 VP 57.60</p>	 <p>Sitzbreite um 56mm vergrössern GM-ZU-05 VP 18.00</p>	 <p>Bedienung durch Begleitperson GM-ZU-09 VP 128.00</p>	 <p>Gehstock-, Lampen halter GM-ZU-08 VP 16.00</p>
 <p>Trinkbecherhalter GM-ZU-12 VP 26.00</p>	 <p>Set für Höhenver- stellung der Beinstütze GM-ZU-15 VP 48.00</p>	 <p>Verlängerung der Beinstütze GM-ZU-06 VP 14.00</p>	 <p>Sicherheitsgurt GM-ZU-07 VP 32.00</p>
 <p>Seitentasche GM-ZU-16 VP 80.00</p>	 <p>Reisetasche GM-ZU-17 VP 130.00</p>	 <p>Höhenverstellbare Beinstützen (Paar) GM-ZU-18 VP 180.00</p>	 <p>Zusatzkissen für den Rücken GM-ZU-19 VP 16.50</p>
 <p>Ergonomisches Kissen GM-ZU-20 VP 80.00</p>	 <p>Zusatzkissen für den Sitz GM-ZU-21 VP 26.00</p>	 <p>Korb faltbar GM-ZU-13 VP 38.40</p>	 <p>LED-Lampe GM-ZU-14 VP 38.40</p>

e-throne faltbarer Elektro-Rollstuhl

Technische Werte:

Parameter\Modell	ET-08F22	ET-10F22	ET-12F22
Netto-Gewicht	24kg	26kg	27kg
Gewicht (mit 24V15Ah Batterien)	28.7kg	30.7kg	31.7kg
Abmessung (L*B*H)	100cm*63cm*95cm	100cm*65cm*98cm	100cm*65cm*96cm
Abmessung gefaltet (L*B*H)	80cm*63cm*35cm	80cm*65cm*35cm	80cm*65cm*35cm
Verpackungsmass: (L*B*H)	67cm*38cm*86cm	69cm*38cm*88cm	69cm*38cm*88cm
Sitzfläche (SB*ST)	45cm*45cm		
Sitzhöhe	52cm	54cm	54cm
Armlehnenhöhe	68cm	70cm	70cm
Wendekreis	120cm		
Bodenabstand	9cm	10cm	10cm
Vorderräder (Durchmesser*Breite)	6"*5cm	8"*5cm	8"*5cm
Hinterräder (Durchmesser*Breite)	8"*4.5cm	10"*5.5cm	12"*5.5cm
Rad-Typ	PU pannensicher		
Fussbrett (L*B)	32cm*13cm		
Motor-Typ (bürstenlose Radnaben-Motoren)	24V180W	24V180W	24V250W
Bediengerät	IM-50B Joystick controller Max. Stromausgang 30A		
Batterie	24V15Ah LiFePO4 Lithium Batterie: 4.7kg 19cm*19.5cm*10.5cm Ladezyklus >1000 mal		
Ladegerät (input)	AC 110-240V		
Brems-Typ	Elektromagnetische Bremsen		
Geschwindigkeit max.	6.5 km/h		
Reichweite bei voller Batterie	28km(24V15Ah)		
Benutzergewicht	150kg		
Steigfähigkeit	12°		
Garantie	Rahmen: 5 Jahre Motor: 3 Jahre Batterie: 2 Jahre		
Verkaufspreise (mit 24V15Ah Batterien)	4221.00	4480.00	4835.00

Änderungen vorbehalten, alle Preise sind in CHF und inkl. MwSt