

e-throne fauteuil roulant électrique pliable



e-throne fauteuil roulant électrique pliable



8" roues à l'arrière
GM-ET-08F22 Brut 4221.00



10" roues à l'arrière
GM-ET-10F22 Brut 4480.00



12" roues à l'arrière
GM-ET-12F22 Brut 4835.00

Modifications réservées, prix de vente en CHF, incl TVA




Moteur au moyeu de roue :

- Longue durée de vie
- Haute efficacité
- Moins de bruit



Commande amovible



Accoudoirs relevables



Réglage du dossier et pliage

1. Léger < 30 kg
2. Plié dans quelques secondes
3. Pente de la route jusqu'à 20%
4. Vitesse max.: 6.5 km/h
5. 15Ah Lithium batterie rechargeable 1000 fois et permet un rayon de 30km
6. Joystick peut être monter à droite ou à gauche
7. Plié, le fauteuil peut être facilement ranger
8. Coussin de siège amovible
9. Réglage (5-fois) manuel de l'angle du dossier



10. La largeur du siège peut être élargie de 56 mm en déplaçant les accoudoirs.
11. Pour économiser du poids, les roues arrière peuvent être enlevées
12. Le nouvel accessoire peut également être monté sur d'anciennes chaises e-throne

e-throne fauteuil roulant électrique pliable

Accessoires

 <p>Appuie-tête GM-ZU-10 Brut 57.60</p>	 <p>Largeur de siège + 56mm GM-ZU-05 Brut 18.00</p>	 <p>Commande par l'escorteur GM-ZU-09 Brut 128.00</p>	 <p>Porte canne ou porte lampe GM-ZU-08 Brut 16.00</p>
 <p>Porte gobelet GM-ZU-12 Brut 26.00</p>	 <p>Set pour régler l'hauteur du repose pied GM-ZU-15 Brut 48.00</p>	 <p>Rallongement de re- pose pied GM-ZU-06 VP 14.00</p>	 <p>Ceinture de sécurité GM-ZU-07 Brut 32.00</p>
 <p>Sac GM-ZU-16 Brut 80.00</p>	 <p>Sac de voyage GM-ZU-17 Brut 130.00</p>	 <p>Repose pieds relevables en hauteur (Paar) GM-ZU-18 Brut 180.00</p>	 <p>Coussin ergonomique GM-ZU-20 Brut 80.00</p>
 <p>Coussin supplémentaire pour dossier GM-ZU-19 Brut 16.50</p>	 <p>Coussin supplé- mentaire pour siège GM-ZU-21 Brut 26.00</p>	 <p>Pannier pliable GM-ZU-13 Brut 38.40</p>	 <p>LED-lampe GM-ZU-14 Brut 38.40</p>

Modifications réservées, prix de vente en CHF, excl. TVA

e-throne fauteuil roulant électrique pliable

Données techniques:

Paramètre\Modèle	ET-08F22 8" roues à l'arrière	ET-10F22 10" roues à l'arrière	ET-12F22 12" roues à l'arrière
Poids net	24kg	26kg	27kg
Poids total (avec batterie à 24V15Ah)	28.7kg	30.7kg	31.7kg
Dimensions (L*L*H)	100cm*63cm*95cm	100cm*65cm*98cm	100cm*65cm*96cm
Dimensions, plié (L*L*H)	80cm*63cm*35cm	80cm*65cm*35cm	80cm*65cm*35cm
Dimensions d'emballage: (L*L*H)	67cm*38cm*86cm	69cm*38cm*88cm	69cm*38cm*88cm
Siège (L*L)	45cm*45cm		
Hauteur de l'assise	52cm	54cm	54cm
Hauteur d'accoudoir	68cm	70cm	70cm
Rayon de braquage	120cm		
Garde au sol	9cm	10cm	10cm
Roues devants (Diamètre*largeur)	6"*5cm	8"*5cm	8"*5cm
Roues à l'arrière (Diamètre*largeur)	8"4.55cm	10"*5.5cm	12"*5.5cm
Type de roue	PU pneu plein		
Planche de pieds (L*B)	32cm*13cm		
Type de moteur (Moteur sans broches)	24V180W	24V180W	24V250W
Commande	IM-50B Joystick controlleur Max sortie de courant 30A		
Batterie	24V15Ah LiFePO4 Batterie: 4.7kg 19cm*19.5cm*10.5cm rechargeable >1000 fois		
Chargeur (input)	AC 110-240V		
Type de frein	Frein électromagnétique		
Vitesse max.	6.5 km/h		
Autonomie avec batterie pleine	28km(24V15Ah)		
Poids max. de l'utilisateur	150kg		
Pente de la route	12°		
Garantie	Cadre: 5 années Moteur: 3 années Batterie: 2 années		
Prix de vente (avec batterie à 24V/15Ah)	4221.00	4480.00	4835.00

Modifications réservées, prix de vente en CHF, incl. TVA