

Let's Go Out

Outdoor rollator

Schwarz/silber Art. No. TC-0120

Rot Art. No. TC-0130

TRUST
CARE



Der Let's Go Outdoor Rollator ist leicht und stabil. Er wiegt nur 6,4 kg und hat eine Breite von nur 58 cm. Er lässt sich leicht zusammenklappen. Die großen Vorderräder erleichtern das Wenden und Überwinden von Trottoirs.

Der Let's Go Outdoor hat Schutzbleche an den Hinterrädern und eine eingebaute Federaufhängung, die ein bequemes Gehen ermöglicht. Die Gummigriffe sind ergonomisch geformt und können in der Höhe von 78 bis 96 cm verstellt werden, um verschiedenen Benutzern gerecht zu werden.

Inklusive:



Tasche Art. No. TC-0121



Rückengurt Art. No. TC-0123



Stockhalter Art. No. TC-0126

Optional:



Tablett Art. No. TC-0122



Reisetasche Art. No. TC-0155



Technische Spezifikationen:

Getestet nach ISO 11199-2:2005

Max. Benutzergewicht	130 kg
Breite	58 cm
Länge	65 cm
Gewicht	6,4 kg
Griffhöhe verstellbar	78 – 96 cm
Sitzhöhe	59,5 cm
Tasche max. belastbar	10 kg

