

Let's Go Out

Outdoor rollator

Noir/argent Art. No. TC-0120

Rouge Art. No. TC-0130

TRUST
CARE



Le Rollator Let's Go Outdoor est léger et stable. Il ne pèse que 6,4 kg et n'a que 58 cm de largeur. Il peut être facilement replié. Les roues avant permettent de tourner et de surmonter facilement les trottoirs.

Le Let's Go Outdoor a des garde-boue sur les roues arrière et une suspension à ressort intégrée qui rend la marche confortable. Les poignées en caoutchouc sont de forme ergonomique et peuvent être réglées en hauteur de 78 à 96 pour s'adapter aux différents utilisateurs.




Inclus:



Sac Art. No. TC-0121



Sangle dorsale Art. No. TC-0123



Porte canne Art. No. TC-0126

Optional:



Tablette Art. No. TC-0122



Sac de voyage Art. No. TC-0155



Spécifications techniques:

Testé selon ISO 11199-2:2005

Max. charge	130 kg
Largeur	58 cm
Longueur	65 cm
Poids	6.4 kg
Poignées réglables	78 - 96 cm
Hauteur de siège	59.5 cm
Max. charge panier	10 kg

