

TECHNISCHE DATEN 22“ | 13“

- __ Sitzbreite: 450 mm | 450 mm
- __ Sitztiefe: 390 mm | 390 mm
- __ Sitzhöhe vorne: 480 mm* | 480 mm*
- __ Sitzhöhe hinten: 460 mm* | 460 mm*
- __ Rückenhöhe: 430 mm* | 430 mm*
- __ Rückenwinkel: 75° | 74°
- __ Sitzwinkel: 3,5° | 3,7°
- __ Unterschenkellänge (22“): 410 - 490 mm
- __ Unterschenkellänge (13“): 400 - 480 mm
- __ Gesamtbreite: 680 mm | 645 mm
- __ Gesamtbreite gefaltet: 340 mm | 280 mm
- __ Gesamtlänge: 1030 mm** | 990 mm**
- __ Gesamthöhe: 890 mm | 890 mm
- __ Nutzergewicht: 100 kg | 100 kg
- __ Leergewicht: ab 11,4 kg | 10,2 kg
- __ Rahmenfarbe: Grau

*ohne Sitzkissen ** mit Beinstützen

Bischoff & Bischoff GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92
info@bischoff-bischoff.de
www.bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH
Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische
Angaben sind vorbehalten. Die Farben der abgebildeten
Produkte können in der Realität leicht abweichen.
Stand: August 2023
© Bischoff & Bischoff GmbH

www.bischoff-bischoff.com

Fachhändler:



Der
Transport
Rollstuhl

VIDA



Enjoy mobility.



VIDA

der Transport Rollstuhl

Entdecken Sie den Transportrollstuhl Vida – die perfekte Wahl für Reisen und Mobilität unterwegs. Mit seinem leichten Gewicht und seiner kompakten Bauweise ist der Rollstuhl Vida der ideale Begleiter für den Kofferraum, die Bahn oder das Flugzeug. Mit nur 10,2 kg* Gewicht lässt er sich mühelos transportieren und überallhin mitnehmen.

Der Transportrollstuhl Vida wurde speziell für maximale Flexibilität entwickelt. Ganz gleich, ob Sie die Kontrolle selbst übernehmen möchten oder jemanden an Ihrer Seite haben, der Ihnen bei Bedarf zur Hand geht – der Rollstuhl Vida bietet Ihnen die nötige Vielseitigkeit.

Neben seiner praktischen Transportfähigkeit zeichnet sich der Rollstuhl Vida auch durch sein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie erhalten einen hochwertigen Rollstuhl, der sowohl langlebig als auch funktional ist, ohne dabei Ihr Budget zu belasten. Der Rollstuhl Vida bietet Ihnen die Freiheit und Unabhängigkeit, die Sie sich wünschen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Egal, ob Sie eine Reise planen, einen Ausflug unternehmen oder einfach nur mobil bleiben möchten – der Rollstuhl Vida ist die richtige Wahl. Sein leichtes Gewicht, die kompakte Bauweise und die praktische Transportmöglichkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für unterwegs.

Erleben Sie den Komfort und die Funktionalität des Rollstuhls Vida von Bischoff & Bischoff. Genießen Sie die Freiheit, überall hinzukommen, ohne auf die Bequemlichkeit und Sicherheit eines hochwertigen Rollstuhls verzichten zu müssen.

* Vida 13“ ohne Anbauteile



auch mit 22“
Bereifung erhältlich



Rückenlehne zur Hälfte
abklappbar

Armlehne
höhenverstellbar

Kreuzstrebe

Wadenband

Fußplatten
hochklappbar

Schiebegriffe

Begleiterbremse

Beinstütze
höhenverstellbar

Ankipphilfe

13“ Bereifung

6“ Lenkräder



LEERGEWICHT
ab 10,2 kg



NUTZERGEWICHT
100 kg



GESAMTBREITE
645 mm