



## VIDA le fauteuil roulant de transport

Découvrez le fauteuil roulant de transport Vida - le choix parfait pour les voyages et la mobilité en déplacement. Avec son poids plume et sa conception compacte, le fauteuil roulant Vida est le compagnon idéal pour le coffre de la voiture, le train ou l'avion. Avec un poids de seulement 10 kg\*, il se transporte sans effort et s'empporte partout.

Le fauteuil roulant de transport Vida a été spécialement conçu pour une flexibilité maximale. Que vous souhaitiez prendre le contrôle vous-même ou avoir quelqu'un à vos côtés pour vous aider en cas de besoin, le fauteuil roulant Vida vous offre la polyvalence nécessaire.

Outre sa facilité de transport, le fauteuil roulant Vida se distingue également par son rapport qualité-prix optimal. Vous bénéficiez d'un fauteuil roulant de qualité, à la fois durable et fonctionnel, sans pour autant grever votre budget. Le fauteuil roulant Vida vous offre la liberté et l'indépendance que vous souhaitez sans devoir faire de compromis.

Que vous planifiez un voyage, une excursion ou que vous souhaitiez simplement rester mobile, le fauteuil roulant Vida est le bon choix. Son poids léger, sa conception compacte et son transport pratique en font un outil indispensable pour les déplacements.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VIDA	13" pneu (Transit Version)	22" pneu
Largeur de siège	450 mm	450 mm
Profondeur de siège	390 mm	390 mm
Hauteur de siège devant sans coussin	480 mm	480 mm
Hauteur de siège à l'arrière sans coussin	460 mm	460 mm
Hauteur du dossier sans coussin	430 mm	430 mm
Angle du dossier	74°	75°
Angle d'assise	3,7°	3,5°
Longueur du bas de la jambe	400 – 480 mm	410 – 490 mm
Largeur totale	645 mm	680 mm
Largeur plié	280 mm	340 mm
Hauteur totale	890 mm	890 mm
Longueur totale avec repose-jambes	990 mm	1030 mm
Poids	ab 10,2 kg	ab 11,4 kg
Poids de l'utilisateur	100 kg	100 kg
Couleur	Gris	Gris
N°	BB-1130003300	BB-1130003303
<b>Prix</b>	<b>668.00 avec TVA</b>	<b>700.00 avec TVA</b>